

# Khẩu Trang Y Tế 3 Lớp

## Thiết Kế Đeo Tai

### Mô Tả Sản Phẩm

Khẩu trang y tế, thương hiệu DANAMECO được sử dụng bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là các chuyên gia y tế, những người làm việc trong môi trường khám chữa bệnh, chống dịch, thăm bệnh

### Màu Sắc

Xanh, Trắng

### Số Lưu Hành

200000032/PCBA-ĐNa

### Nhà Sản Xuất:

Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco

### Tiêu Chuẩn

TCVN 8389-1:2010

EN 14683:2019

ASTM F2100-19

CE, FDA

### Đóng Gói

50cái/gói x 50gói/hộp

50hộp/thùng

### Thành Phần

Vải không dệt 3 lớp; dây thun móc tai;  
;nẹp mũi nhựa (hoặc kim loại)

Lớp ngoài cùng	Vải không dệt không hút nước
Lớp giữa	Giấy vi lọc-giấy lọc khuẩn chuyên dụng
Lớp trong cùng	Vải không dệt không hút nước

Hạn sử dụng ba năm kể từ ngày sản xuất.



### LIÊN HỆ

0236 3818 478 – 0236 3690 777

Email: info@danameco.com

Website: danameco.com